

*eta*

since 1943

*Omega*

since 1904

# **SANFTE PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG**

**FÜR EIN SAUBERES  
UND GESUNDES LÄCHELN**



  
**SONETIC**

# Wirkungsprinzip der elektrischen Schallzahnbürste Eta Sonetic


Die Schallzahnbürsten von ETA basieren auf dem Prinzip von Schall-Vibrationen, die durch hohe Geschwindigkeiten die Borsten in Schwingung bringen und so einen wirksamen Flüssigkeitsstrom aus Wasser und Zahnpasta bilden, der auch die Reinigung der Zahnzwischenräume unterstützt.

Durch die Vielzahl feiner Hochfrequenzbewegungen wird effektiv und sanft Plaque entfernt.

Der Antrieb in den ETA Sonetic Zahnbürsten führt mit bis zu 31000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute zu mehr Bewegungen als eine manuelle Handzahnbürste.

Die Schallzahnbürsten sind ebenso für Personen mit empfindlichen Zähnen und bei Zahnfleischbluten sowie für die Nutzung bei Zahnsparungen, Füllungen, Kronen und Veneers geeignet und tragen zur deutlichen Verbesserung der Zahnfleischgesundheit bei.

## Mit der Schallzahnbürste richtig Zähne putzen



### 1. Benutzen von Zahnpasta

Für Ihre Zahnreinigung benutzen Sie eine feine, nicht schaumige Zahnpasta mit einer niedrigen Abrasion, welche für empfindliche Zähne und bei Zahnfleischbluten geeignet ist. Auf die Zahnbürste ETA Sonetic geben Sie nur eine kleine Menge Zahnpasta.



### 2. Positionierung der Zahnbürste

Die Zahnbürste legen Sie leicht schräg an die Zähne an. Der Bürstenkopf muss den Zahn und das Zahnfleisch in einem kleineren Winkel als 45° berühren. Drücken Sie die Zahnbürste nicht zu stark an, da sonst die Borsten nicht mehr schwingen.



### 3. Bewegung zwischen Zähnen

Die Zahnbürste bewegen Sie langsam von einem auf den nächsten Zahn. Anschließend führen Sie eine Bewegung vom Zahnfleisch zum Zahn hin aus.



### 4. Innenflächen der Zähne

Vergessen nicht, auch die Innenflächen der Zähne im Ober- und auch Untergebiss zu reinigen. Benutzen Sie hier die gleiche Bewegung wie bei den Außenflächen der Zähne.

### 5. Vordere Zähne

Bei den vorderen Zähnen richten Sie die Zahnbürste auf den Innenflächen vertikal aus. Für diese Flächen nehmen Sie sich außerordentlich viel Zeit. Der nicht entfernte Zahnbelag entwickelt sich zu Zahnstein und Dieser lässt sich nicht mehr herkömmlich entfernen.

### 6. Kauflächen

Die Kauflächen der Zähne reinigen Sie mit langsamen Bewegungen der Bürste.

### 7. Hintere Zähne

Achten Sie darauf, auch die Backenzähne intensiv von allen Seiten sanft zu reinigen.



# Schallzahnbürste Sonetic

ETA070790000



Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+ (bis zu 31 000 Bürstenkopfbewegungen/min.)



MicroBUBBLES Technologie



Sehr lange Ausdauer (Akku 3,7 V Li-ion)



Intelligenter Timer mit 30 Sekunden Intervallen



3 Reinigungsprogramme: intensiv, schonend und Massage für eine bessere Durchblutung des Zahnfleisches

- Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+
- MicroBUBBLES Technologie
- Intelligenter 2-Minuten-Timer mit 30 Sekunden Intervallen

*Lichtsignalisierung für Betrieb und Ladung*



*Verschieden farbige Bürsten mit hochwertigen DuPont-Borsten*

- Kabellose (Induktions) Ladetechnologie für einfache und sichere Bedienung
- Wasserdicht nach Schutzklasse IPX7
- Die Zahnbürste ist auch für Personen mit empfindlichen Zähnen und bei Zahnfleischbluten geeignet

# Schallzahnbürste Sonetic mit UV-Technologie

ETA170790000



UV-Technologie: Reinigung, Sterilisierung, Desinfektion der Bürsten



Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+ (bis zu 31 000 Bürstenkopfbewegungen/Min.)



MicroBUBBLES Technologie



Sehr lange Ausdauer (Akku 3,7 V Li-ion)



Intelligenter 2-Minuten Timer



3 Reinigungsprogramme: intensiv, schonend und Massage für eine bessere Durchblutung des Zahnfleisches

- Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+
- MicroBUBBLES Technologie
- Maximale Hygiene-UV-Technologie: Reinigung, Sterilisierung, Desinfektion der Bürsten
- Intelligenter 2-Minuten Timer mit 30 Sekunden Intervallen



*3 verschieden farbige Bürsten mit hochwertigen DuPont-Borsten*



*Maximale Hygiene - Desinfektion dank UV-Technologie*

- Kabellose (Induktions) Ladetechnologie für einfache und sichere Bedienung
- Wasserdicht nach Schutzklasse IPX7
- Die Zahnbürste ist auch für Personen mit empfindlichen Zähnen und bei Zahnfleischbluten geeignet
- Lichtsignalisierung für Betrieb und Ladung

# Mundzentrum Sonetic

ETA270790000



Kombination von Schallzahnbürste  
und Munddusche



Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung  
dank Schalltechnologie MOVE+  
(bis zu 31 000 Bürstenkopfbewegungen/Min.)



Sehr lange Ausdauer (Akku 3,7 V Li-ion)



Intelligenter Timer mit 30 Sekunden Intervallen



3 Reinigungsprogramme: intensiv,  
schonend und Massage für eine bessere  
Durchblutung des Zahnfleisches



MicroBUBBLES Technologie

## Munddusche

- Der Wasserstrahl der Munddusche entfernt effektiv Zahnbelag und Bakterien am Zahnfleisch und in Zahnzwischenräumen
- Für die tägliche Mundhygiene und als Ergänzung zur Reinigung von Implantaten, festen Zahnsparingen, Brücken und Kronen geeignet



- Massiert und verbessert die Durchblutung des Zahnfleisches
- Mini-Filter gegen Kalkablagerungen
- Wasserdicht nach Schutzklasse IPX7
- Lichtsignalisierung für Betrieb und Ladung

# Munddusche Aqua Care

ETA070890000



Schonendes und wirksames  
Zahnpflegesystem für Zähne  
und Zahnzwischenräume



Extrem lange Ausdauer



3 Reinigungsprogramme



Kieferorthopädische Düse  
für festsitzende Zahnsparingen  
zusätzlich erwerbbar



Munddusche



150 ml  
Wasserbehälter



Praktische Ständer mit  
Aufbewahrungssystem

- Der Wasserstrahl der Munddusche entfernt effektiv Zahnbelag und Bakterien am Zahnfleisch und in Zahnzwischenräumen (Wasserstrahl 0,6 mm)
- Für die tägliche Mundhygiene und als Ergänzung zur Reinigung von Implantaten, festen Zahnsparingen, Brücken und Kronen geeignet

- Betriebsdruck 2,7–6,2 Bar
- Universalspannung 100–240 V ermöglicht eine Mitnahme für unterwegs
- Hochwertiger Li-ion Akkumulator mit einer Ausdauer bis zu 50 Minuten

# Sonetic Reiseschallzahnbürste mit Ladeetui und UV-Technologie

ETA470790000

2 verschieden farbige Bürsten mit hochwertigen DuPont-Borsten



UV-Desinfektion



Innovative Schalltechnologie MOVE+ (bis zu 31 000 Bewegungen/Min.)



MicroBUBBLES Technologie



Sehr lange Ausdauer (Akku 3,7 V Li-ion)



Intelligenter Timer



3 Reinigungsprogramme: intensiv, schonend und Massage für eine eine bessere Durchblutung des Zahnfleisches



UV-Desinfektion im Etui desinfiziert und entfernt Bakterien

- Ladeetui und Ständer mit UV-Technologie
- Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+
- MicroBUBBLES Technologie
- Intelligenter Timer

- Kabellose (Induktions) Ladetechnologie
- Wasserdicht nach Schutzklasse IPX7
- Die Zahnbürste ist auch für Personen mit empfindlichen Zähnen und bei Zahnfleischbluten geeignet
- Für Reisen geeignet



# Schallzahnbürste Sonetic

ETA070990000, ETA070990010



Innovative Schalltechnologie MOVE+  
(bis zu 22 000 Bewegungen/Min.)



MicroBUBBLES Technologie



Sehr lange Ausdauer



Intelligenter Timer



2 Reinigungsprogramme: intensiv, schonend

- Schonende Zahn- Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+
- MicroBUBBLES Technologie
- Intelligenter 2-Minuten-Timer
- Wasserdichte Ausführung
- Die Zahnbürste ist auch für Personen mit empfindlichen Zähnen und bei Zahnfleischbluten geeignet
- Betrieb mit 1 Stck. AAA Batterie



Verschieden farbige  
Bürsten mit hochwertigen  
DuPont-Borsten



Ergonomischer gummierter  
Handgriff



# Junior Schallzahnbürste Sonetic

ETA071190000, ETA071190010

Für Kinder und Teens 8–12 Jahre geeignet



Schonende Reinigung der Zähne  
und Zwischenräume



Sehr lange Ausdauer



3 Reinigungsprogramme



MicroBUBBLES Technologie

- Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+
- MicroBUBBLES Technologie für Zwischenräume
- Intelligenter 2-Minuten-Timer für gleichmäßige Reinigung
- Wasserdicht nach Schutzklasse IPX7
- Die Zahnbürste ist auch für Kinder mit empfindlichen Zähnen und bei Zahnfleischbluten geeignet
- Betrieb mit 1 Stck. AAA Batterie



Hochwertige  
und weiche  
DuPont-Borsten



Ergonomisch  
geformter  
gummierter  
Handgriff



# Kinder Schallzahnbürste Sonetic

ETA071090000, ETA071090010

Für Kinder 3–10 Jahre geeignet



Innovative Schalltechnologie MOVE+  
(bis zu 16 000 Bewegungen/Min.)



MicroBUBBLES Technologie



Sehr lange Ausdauer  
(bis zu 7 Monate)



Intelligenter Timer



Farbige Hinterbeleuchtung

- Schonende Zahn- und Zahnfleischreinigung dank Schalltechnologie MOVE+
- MicroBUBBLES Technologie zur Reinigung der Zwischenräume
- Intelligenter 2-Minuten-Timer für gleichmäßige Reinigung
- Rutschfeste und wasserdichte Ausführung
- 2 Zahnbürsten enthalten (1x für Kinder 3-6 Jahre, 1x 7-10 Jahre)
- Betrieb mit 1 Stck. AAA Batterie



Hochwertige  
und weiche  
DuPont-Borsten



Farbiges Licht und  
bunte Applikationen  
sorgen für eine  
spielerische Reinigung





## TIPPS UND GUTER RAT für Eltern

- 1** Aus der täglichen Reinigung machen Sie ein Ritual. Seien Sie Vorbild für Ihre Kinder und putzen sogar gemeinsam. Die ersten 10 Jahre zeigen Sie Vehemenz und lassen das tägliche Reinigungsritual nicht ausfallen. Helfen Sie anfänglich bei der Zahnreinigung und zeigen dem Kind, wie es richtig funktioniert. Später lassen Sie die Kinder selbst putzen und bleiben dabei präsent.
- 2** Auch in frühem Alter kümmern Sie sich täglich um die Zwischenräume des Kindes und schenken dem gesonderte Aufmerksamkeit.
- 3** Wenn Sie unsicher sind, ob die Zähne Ihres Kindes sauber und bakterienfrei sind, können Sie in der Apotheke Belagstabletten kaufen, um den verbleibenden Belag zu färben und somit Rückstände erkennbar zu machen.
- 4** Bringen Sie Ihren Kindern bei, stilles Wasser zu trinken. Vermeiden Sie süße Speisen und Getränke mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen. Nach der abendlichen Zahnreinigung sollte nur noch stilles Wasser getrunken werden.
- 5** Führen Sie die erste zahnärztliche Untersuchung mit Ihrem Kind durch, sobald der erste Zahn erscheint. Besuchen Sie den Zahnarzt mit Ihren Kindern aller 6 Monate und vergessen Sie nicht die tägliche Zahngesundheit.
- 6** Den Ersatzkopf wechseln Sie alle 3 Monate. Die Reinigungseffektivität lässt nach mehreren Wochen nach.
- 7** Motivieren Sie Ihre Kinder spielerisch für die Reinigung und denken Sie immer daran, genug Lob für ihre Zahnreinigungsarbeit auszusprechen.



# Ersatzköpfe und Düsen

Ersatzköpfe und Düsen	Mittlere Härte	 <i>FlexiClean</i>   ETA070790100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Rundbürste mit dem größerem Bürstenkopf ist für ein Gebiss mit größeren Zahnzwischenräumen geeignet, so dass von den Zähnen alle Verunreinigungen gründlich entfernt werden können..</li> </ul>
		 <i>WhiteClean</i>   ETA070790400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für Zähne mit Zahnverfärbungen. Die Zähne werden sanft gebleicht, ohne das Zahnfleisch zu beschädigen. Verfärbungen und Schmutz aus den Zahnzwischenräume werden entfernt.</li> </ul>
	Weich	 <i>RegularClean</i>   ETA070790200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Zahnbürste mit weichen Borsten ist ein großartiges Zubehör für die Zahnreinigung von festsitzenden Implantaten, Kronen, für das Milchgebiss und auch für die regelmäßige Plaque-Entfernung.</li> </ul>
		 <i>SoftClean</i>   ETA070790300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Zahnbürste mit weichen Borsten ist der Form von Zähnen angepasst. Sie ist für empfindliches Zahnfleisch, freiliegende Zahnhäse und auch bei Parodontitis geeignet..</li> </ul>
	Ersatzdüsen	 <i>Ersatzdüse</i>   ETA270790100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entfernt Zahnbelag, Schmutz und Bakterien aus dem Zahnzwischenraum und unter dem Zahnfleisch.</li> </ul>
		 <i>Orthodontische Ersatzdüse</i>   ETA270790200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für festsitzende Implantate oder Kronen. Entfernt Zahnbelag, Schmutz und Bakterien aus dem Raum zwischen festsitzenden Implantaten oder Kronen und Zähnen, dem Zahnzwischenraum und unter dem Zahnfleisch.</li> </ul>
		 <i>Aufsatz zur Zungenreinigung</i>   ETA270790300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Für eine saubere Zunge und einen längeren frischen Atem. Geeignet zur Reinigung von weichen und porösen Zungenoberflächen.</li> </ul>
	Massage	 ETA070990100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittelharte Zahnbürste für das bleibende Gebiss mit größeren Zahnzwischenräumen und zur Zahnfleischmassage geeignet. Farbe weiß/blau.</li> </ul>
		 ETA070990200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mittelharte Zahnbürste für das bleibende Gebiss mit größeren Zahnzwischenräumen und zur Zahnfleischmassage geeignet. Farbe weiß/minze.</li> </ul>
	Weich	 ETA070990300	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiche Zahnbürste für empfindliches Zahnfleisch, freiliegende Zahnhäse auch bei Parodontitis geeignet. Farbe weiß / blau.</li> </ul>
		 ETA070990400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiche Zahnbürste für empfindliches Zahnfleisch, freiliegende Zahnhäse auch bei Parodontitis geeignet. Farbe weiß / minze.</li> </ul>
	Kinder	 ETA071190100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Reinigt schonend Zähne und Zahnzwischenräume von Kindern, verringert das Risiko von Karies und fördert die gesunde Entwicklung der Zähne von Kindern.</li> </ul>
 ETA071090100		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Reinigt sanft die ersten Zähne und hilft bei der korrekten Entwicklung der Milchzähne von Kindern.</li> </ul>	
 ETA071090200		<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für Kinder von 7 bis 10 Jahren. Reinigt schonend Zähne und Zahnzwischenräume von Kindern, verringert das Risiko von Karies und fördert die gesunde Entwicklung der Zähne von Kindern.</li> </ul>	



*eta*  
since 1943

*Omega*  
since 1904

ETA, a. s. | + 420 545 120 545 | info@eta.cz

Omega electric GmbH | 034491-5886-0 | info@eta-hausgeraete.de

[www.eta-hausgeraete.de](http://www.eta-hausgeraete.de)